

SOLANO

System inhalacji wielostanowiskowych

System do inhalacji przy użyciu generatora aerozoli umożliwia inhalację mgłą solankową o zakresie cząstek 0,5 do 30 mikronów.

W systemie SOLANO za pomocą techniki hydrocyklonowania możemy uzyskiwać wydajność 0,5-1,5 l/godz. solanki zamienionej na aerozol.

W generatorze można stosować roztwór różnych soli w zakresie stężenia do 5%.

System można wykorzystywać do maksymalnie 5 stanowisk inhalacyjnych, do inhalacji zbiorowej, celkowej lub w grotach solnych.



GENERATOR AEROZOLU SOLANO G

- obudowa
- generator aerozolu
- zbiornik na solankę
- system sterowania
- system rozpróśczenia aerozolu
- wąż do inhalacji 60cm
- maska do inhalacji

zasilanie: 230V/50Hz; 300VA.
wymiary (wys. x szer. x gł.):
830 x 500 x 640 mm



Opcje: ustniki do inhalacji, węże inhalacyjne z możliwością sterylizacji, sterowanie pilotem, wyłącznik czasowy

STANOWISKA INHALACYJNE SOLANO S

- wersja 1-, 2-, 3-, 4- i 5- stanowiskowa
- wymiary stanowiska (wys. x szer. x gł.):
1520 x 810 x 640 mm



KRZESŁO PACJENTA SOLANO K

- metalowa, chromowana podstawa
- antypoślizgowa powierzchnia siedziska



- powierzchnia siedziska:
46 x 46 cm
- wysokość siedziska
regulowana: 60-85 cm

KONTAKT:

ERES MEDICAL Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice
tel.: +48 81 502 00 70
e-mail: info@eresmedical.com.pl
www.eresmedical.com.pl